

SUSTITUCIÓN DE LA BASE SPLASH

INSTRUCCIONES

Para obtener más información acerca del proceso de sustitución de la base Splash!™ y ver el vídeo que muestra el proceso de sustitución, visite www.splashliftinfoeu.com.

| HERRAMIENTAS NECESARIAS | CONTENIDO DEL PAQUETE DE REPUESTO DE LA BASE DE SPLASH |
|---|---|
| <p>Llave de tubo ¾"</p> <p>Llave inglesa 9/16"</p> <p>Cúter</p> | <p>Póngase en contacto con S.R.Smith si faltan artículos.</p> <p>Paquete del equipo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dos — Tuercas SS Nylock ½" • Dos — Arandelas SS 316 ½" • Un — Cabeza hexagonal 3/8 1,25 • Una — Arandela plana SS 3/8"x 7/8" • Una — Arandela protectora de nailon 3/8 • Una — Separador SS, arandela de bloqueo 3/8 <p>Conjunto de la base</p> <p>Cinta de embalaje</p> <p>Etiqueta de envío de retorno</p> <p>Formulario de registro del producto</p> |
| <p>ASEGÚRESE DE GUARDAR TODO EL MATERIAL DE EMBALAJE, LO VA A VOLVER A UTILIZAR PARA EMBALAR LA BASE EXISTENTE Y DEVOLVERLA A S.R.SMITH DE FORMA GRATUITA.</p> | |

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>1.</p> <p>Abra el paquete con cuidado.</p> <p>Deje aparte la etiqueta de envío, la necesitará para devolver la base a S.R.Smith.</p> <p>Incline la caja de lado y con cuidado deslice la base de sustitución sobre una superficie que no raye.</p>  | <p>2.</p> <p>Con una llave de tubo de ¾", retire las tuercas que sujetan en asa en su sitio, retire el asa, el separador de madera y la espuma.</p> <p>Deje aparte.</p>  | <p>3.</p> <p>Retire la batería del LiftOperator.</p> <p>Desconecte el cable de alimentación del motor, el cable de alimentación del accionador y el control manual de LiftOperator.</p>  | <p>4.</p> <p>Retire la tuerca de mariposa y el tornillo de la parte trasera del asiento del elevador para desmontar el conjunto del asiento.</p>  |
|--|--|---|---|

5.
Puede que este paso requiera dos personas.

Retire la tapa redonda para dejar al descubierto la base.



6.
Puede que este paso requiera dos personas.

Haga que una persona sujete el mástil de manera constante. Con una llave de tubo de 3/4", retire las dos tuercas que conectan el mástil a la base.



7.
Puede que este paso requiera dos personas.

Separe el mástil de la base. Con cuidado coloque el mástil sobre una superficie que no raye.



8.
Fije la hoja de espuma y el separador de embalaje de madera en la base y apriete el tornillo.



9.
Si el elevador dispone de una pestaña de bloqueo del elevador, retire la tuerca con una llave inglesa 9/16".



10.
Utilice las asas para sacar con cuidado la base del anclaje.



11.
Coloque el bloque de espuma en el eje de la base y deslice el conjunto en la caja de envío.



12.
Instale la nueva base en el anclaje. Si se retiró un tornillo en el punto n.º 9 vuelva a fijar el perno de anclaje de bloqueo del elevador.



13.
Puede que este paso requiera dos personas.
Vuelva a colocar el conjunto del mástil con el nuevo equipo suministrado.

Con una llave inglesa 3/4", apriete con fuerza las tuercas.



14.
Vuelva a colocar la batería y conecte el cable de alimentación del motor, el cable de alimentación del accionador y el control manual.

Realice un test de funcionamiento del elevador completo (consulte los datos completos en su Manual del propietario del elevador).



15.
Complete el formulario de registro del producto, introdúzcalo en la caja con la base antigua.

Vuelva a cerrar la caja con la cinta de embalaje suministrada.

SPLASH LIFT OWNER PRODUCT REGISTRATION
Please complete and return to us with the Splash Lift you are registering to S.R. Smith.

SPLASH POOL LIFT REGISTRATION

Contact Email: _____
 Contact Name: _____
 Title: _____
 Facility Name: _____
 Street Address: _____
 City: _____ State: _____ Zip: _____
 Cell/land Number: _____

Check back to confirm the new Splash Lift has been installed.
 Date Installed: _____

FAQ

Where is the product serial number located?
 The serial number will only be visible if the lift is located on the lower portion of the mast.

Where can I get more information?
 Please visit www.srsmith.com for full information about the assembly, replacement procedure and other important information. The replacement is free or contact our customer service team at (800) 467-5886, email service@srsmith.com

16.
Para obtener información detallada de envío, consulte el papel de color naranja que se adjunta y marcado con 'INSTRUCCIONES DE ENVÍO DE RETORNO.'



RECURSOS

Sitio web:
www.splashliftinfoeu.com
 Servicio atención al cliente:
(+1) (503) 266-0249

Envío de devolución:
KDL International
Teléfono: +32 2 354 7584
Correo electrónico:
road@mawyc.be

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

El conjunto de sustitución de la base Splash! base está cubierto por una garantía de dos años tras la recepción.

También estamos ampliando la garantía original de los componentes estructurales de su elevador de tres años a cinco años desde la fecha de fabricación.

Si desea más información, visite:

<http://srsmith.com/en-us/customer-service/warranty-information/>